富田薬品株式会社

導入手順書 (Microsoft EdgeのIEモード設定)

第 1.00 版 2022/06/02 富田薬品株式会社

はじめに

本書「ヘルシーパスポート導入手順書(Microsoft EdgeのIEモード設定)」は、既にヘルシーパスポートサービスを 導入している前提で、店舗スタッフ様にてMicrosoftのIE11 サポート終了に伴うシステムの設定作業をしていただく作 業内容を記述したものです。

| 1. | \sim | ルシーパスポートEDGE IEモード設定作業 | .1 |
|---------|--------------|------------------------|----|
| | 1.1. 1.2. | はじめに | .1 |
| | 1.3. | IEモードの設定 | .2 |
| 2. 作業終了 | | .8 | |
| 3. | 改 | 版履歴 | .8 |

1. ヘルシーパスポートEdge IEモード設定作業

1.1. <u>はじめに</u>

本書は2022年6月15日のMicrosoftのInternet Explorer 11のサポート停止に伴い、既に導入済みのヘルシーパス ポート導入端末にてMicrosoft EdgeのIEモードで起動するよう設定作業を行うための手順書です。薬局Link、店舗通 知などヘルシーパスポート薬局ポータルを利用しているすべての端末で1回だけ作業を行ってください。なお、6月 16日以降はIE11を開いても順次Edgeで起動するようになるとのことです。

1.2. <u>対象端末の確認</u>

(1)

Windowsキー+「R」を押します。



② ファイル名を指定して実行から msedge と入力してEnterキーを押します。

| דיד 🖃 | ル名を指定して実行 × |
|----------------|--|
| | 実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ネットリソース名を入力してください。 |
| 名前(<u>O</u>) | msedge |
| | OK キャンセル 参照(<u>B</u>) |

→Microsoft Edgeが起動した場合は、対象端末になりますので次の作業に進んでください

→「'msedge'が見つかりません。」と表示された場合は、対象端末ではありませんので作業は以上です。

1.3. IEモードの設定

① いつものInternet Explorerで薬局ポータルにログインします。

| した へルシーバスボート |
|---------------------------------|
| 薬局ポータル ログイン |
| アカウント(アカウント/メールアドレス) |
| |
| パスワード |
| |
| |
| |
| 2 トップ画面メニューの設定をクリックします。 |
| 設定 |
| ③ IEモード設定をクリックします。 |
| は IEモード設定 |
| ■ MicroSoft EdgeのIEモード設定手順です |

IEモード設定画面が開きます。

IEモード設定

MicroSoft EdgeのIEモード設定を行うためのファイルです。

| 設定タイプ | 設定ファイル |
|------------------------|---------------------------|
| 薬局Link端末用(ActiveX設定あり) | IEモード設定 zipファイル 薬局Link端末用 |
| 子機用(ActiveX設定なし) | IEモード設定 zipファイル 子機用 |

④ 下記の薬局Link画面が表示される端末は上の「IEモード設定zipファイル薬局Link端末用」ファイルをクリックし

| I. | - | |
|----|----|---|
| 4 | d | |
| 6 | 10 | 1 |

| 薬局Link画面 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 🚱 葉鳥Link - [デモ8店] 同期画面 - 個人 - Microsoft Edge - ロ X | | | | | |
| D https://www.pocketpharmacyjp/pharmacy/phLink/sync?serialN ポケットファーマシー | | | | | |
| 2010日本 現在の時刻は 09:41 です | | | | | |
| デモB店 | | | | | |
| ● 動作 ○ 停止 | | | | | |
| レセコン 2022-05-25 09:41:56 薬局LInkは同期処理実行中です | | | | | |
| | | | | | |
| IEモード設定 | | | | | |
| MicroSoft EdgeのIEモード設定を行うためのファーす。 | | | | | |
| 設定タイプ 設定ファイル | | | | | |
| 薬局Link端末用(ActiveX設定あり) <u>IEモード設定 zipファイル 薬局Link端末用</u> | | | | | |
| 子機用(ActiveX設定なし) IEモード設定 zipファイル 子機用 | | | | | |

薬局Link画面が起動しない端末では「IEモード設定zipファイル子機用」ファイルをクリックします。

| TE | 1000 | | |
|----|------|----|--|
| 1C | | 可又 | |

MicroSoft EdgeのIEモード設定を行うためのファイルです。

| 設定タイプ | 設定ファイル |
|------------------------|---------------------------|
| 薬局Link端末用(ActiveX設定あり) | IEモード設定 zipファイル 薬局Link端末用 |
| 子機用 (ActiveX設定なし) | IEモード設定 zipファイル 子機用 |

| healthy-passport.com から iemode_hp.zip (1.05 KB) を開くか、または保存しますか? ファイルを開く(O) 保存(S) ▼ キャンセル(C) × |
|---|
| |
| ⑥ 下記のフォルダーが表示されますので「iemode_hp」または「iemode_hp_noax」フォルダーをダブルクリックしま |
| す。 |
| □ 名前 |
| iemode_hp ファイル フォルダー |
| ※もし上記フォルダーではなく下記のような「EdgeIEモード設定_hp.bat」または「EdgeIEモード設定_hp_noax.bat」ファ |
| イルが表示された場合は①の手順に進んでください。 |
| □ 名前 |
| Sites.xml Sites.xml |
| ⑦「EdgeIEモード設定_hp.bat」または「EdgeIEモード設定_hp_noax.bat」ファイルをダブルクリックします。 |
| 展開 iemode_hp 圧縮フォルダーツール |
| iemode_hp.zip > iemode_hp |
| □ 名前 |
| |
| sites.xml |
| |
| ⑧ 圧縮(zip形式)フォルダーの下記のメッセージが表示されたら「すべて展開」をクリックします。 |
| 圧縮 (zip 形式) フォルダー × |
| このアプリケーションは、このフォルダーにあるほかの圧縮ファイ ルに依存している可能性があります。 |
| アプリケーションを正しく実行するには、最初にすべてのファイル を展開することをお勧めします。 |
| すべて展開(X) 実行(U) キャンセル |

④ 展開先の選択とファイルの展開に展開先フォルダーが表示されますので、そのまま「展開」をクリックします。

| | | \times |
|--------|---|----------|
| | ■ 圧縮 (ZIP 形式) フォルダーの展開 | |
| | 展開先の選択とファイルの展開 | |
| | ファイルを下のフォルダーに展開する(F): | |
| | C:¥Users¥mc¥Downloads¥iemode_hp 参照(R) | |
| | ✓ 完了時に展開されたファイルを表示する(H) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 展開(E) キャンセル | |
| \ \ | | |
|) | 展開すると再度フォルダーが表示されますので「iemode hp」または「iemode hp noax」フォルダ | ーをダブル |

ックします。 □ 名前 iemode_hp ① 「EdgeIEモード設定_hp.bat」または「EdgeIEモード設定_hp_noax.bat」ファイルが表示されたら、

ファイル名を右クリックして「管理者として実行」をクリックします。(ダブルクリックはしないでください。)

| ✓ EdgelEモード設定 | 5 | 開く(O) |
|---------------|---|-------------|
| sites.xml | | 編集(E) |
| | | 印刷(P) |
| • | | 管理者として実行(A) |
| | - | 4.4 |

(12) ユーザアカウント制御が表示されたら「はい」をクリックします。

| ユーザー アカウント制御 × このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か? | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Windows コマンド プロセッサ | | | | | |
| 確認済みの発行元: Microsoft Windows | | | | | |
| 詳細を表示 | | | | | |
| はい いいえ | | | | | |

※または「現在、SmartScreenを使用できません」というメッセージが表示された場合は「実行」をクリックします。



実行実行しない

※または「Windows によって PC が保護されました」というメッセージが表示された場合は「詳細情報」→「実行」をクリ ックします。



13 処理が正しく終了したことを確認します。

C:¥windows¥System32¥cmd.exe

| EdgeのIEモードを設定します。 設定No1 |
|----------------------------|
| この操作を正しく終了しました。 |
| 設定NoZ この操作を正しく終了しました。 |
| 設定No3 この操作を正しく終了しました |
| |
| この操作を止しく終了しました。 設定No5 |
| この操作を正しく終了しました。 |
| <u>この操作を正しく終了しました。</u> |
| 設定No/ この操作を正しく終了しました。 |
| |
| EdgeのIEモードを設定しました。 |
| 続行するには何かキーを押してください |

上記のようにすべて「この操作を正しく終了しました。」と表示されたら「Enter」キーを押して画面を閉じます。

※「エラー: アクセスが拒否されました。」と表示された場合は、①の手順から再確認してください。

① 現在開かれているエクスプローラーとInternet Explorerの画面をすべて「×」ボタンで閉じます。



作業は以上です。

2. 作業終了

これにて作業は終了になります。

作業が手順書通りにできない場合や、その他ご不明点がございましたら、下記サポート窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口:富田薬品株式会社

3. 改版履歴

| 日付 | 版 | 区分 | 内容 | 担当 |
|------------|------|----|------|----|
| 2022/06/02 | 1.00 | 初版 | 新規作成 | 八木 |
| | | | | |
| | | | | |